

Outras indicações

- Depois de cada tratamento, limpe o rolo do **DermaRoller 540** com água abundante, deixe secar alguns minutos e depois aplique álcool numa embalagem em spray. Também poderá desinfetar com radiação ultravioleta durante 45 minutos. Não utilize auto-claves, vapor ou esterilizadores a altas temperaturas para a sua limpeza e desinfeção.
- Guarde o seu **DermaRoller 540** com cuidado e mantenha-o fora do alcance das crianças. Não deve ser partilhado e deve ser usado exclusivamente pela mesma pessoa.
- A vida útil do **DermaRoller 540** é de 6 meses no caso de uso de 2 vezes por semana. Recomendamos substituí-lo por um novo quando não note suficiente estimulação na pele.
- Não é recomendável o seu uso por pessoas com pele irritada, infetada com fungos, acne activo, rosácea, psoríasis, etc. Se não está seguro das condições da pele, consulte um dermatologista antes do seu uso. Se nota a pele demasiado sensível, deixe de usá-lo imediatamente e consulte um especialista para o cuidado da pele.

DermaRoller 540



Capel·lo®
CENTRO CAPILAR

C/. de Quintana, 57
08205 SABADELL
(Barcelona)

Tel. (+34) 93 723 26 00
Fax. (+34) 93 745 04 96

www.capel-lo.com
info@capel-lo.com

**INFORMAÇÃO TÉCNICA
E INSTRUÇÕES**



DermaRoller 540

INFORMAÇÃO TÉCNICA E INSTRUÇÕES

DermaRoller 540: Rolo com 540 micro-agulhas de titânio para tratamentos da pele.

Os métodos tradicionais para nutrir a pele apenas penetram na primeira capa superficial da epiderme, o efeito não é notável com uma efetividade de apenas 0,3%. Para solucionar este problema, depois de numerosas investigações científicas, foi desenvolvida uma terapia baseada nas micro-agulhas. Este tratamento pode aumentar de forma efetiva a capacidade de penetração dos nutrientes dos produtos cosméticos através da epiderme e derme nas células da pele.

O uso de **DermaRoller 540** induz a produção própria de colagénio e elastina, cicatriza feridas e estimula a proliferação de osseína, um efeito comparável à cirurgia laser e plástica, sem efeitos secundários, seguro, de confiança e multi-função.

Uma inovadora e excelente tecnologia para o cuidado e rejuvenescimento da pele.

Utilização nos diferentes tratamentos

Dependendo do comprimento das micro-agulhas pode utilizar o **DermaRoller 540** na cara e corpo para distintos tratamentos. É uma ferramenta imprescindível para situações resultantes de falta de espessura parcial ou volume da pele. A pele responde de forma própria com a produção de colagénio e elastina aumentando a eficácia dos produtos tópicos ao ajudar a penetração melhorada dos nutrientes na pele.

O **DermaRoller 540** é muito efetivo nos seguintes tratamentos:

- Alopecia
- Envelhecimento da pele
- Cicatrizes e marcas
- Pigmentação
- Estrias e celulite

Alopecia.

Aplicação de DermaRoller 540 para tratamentos capilares

A terapia da micro-punção para tratamentos capilares consiste fundamentalmente na estimulação do fluxo de sangue no couro cabeludo, e no aumento da absorção de qualquer produto que se aplique otimizando a sua eficácia, mediante a criação de milhares de canais microscópicos na pele.

Melhora significativamente a quantidade e a qualidade do cabelo mediante a técnica de absorção otimizando qualquer tratamento capilar específico para a perda capilar.

Graças às fendas ou perfurações microscópicas ocasionadas na superfície externa da epiderme por **DermaRoller 540**, conseguem-se as seguintes ações benéficas nos tratamentos capilares:

- Estimula o fluxo sanguíneo oxigenando os folículos pilosos através da massagem direta no couro cabeludo, acelerando a regeneração das células epidérmicas.
- Promove a produção própria de grandes quantidades de colagénio, ativando os folículos saudáveis e revertendo os efeitos da queda do cabelo.
- Exfolia suavemente o excesso de células na pele do couro cabeludo, já que estas células se vão acumulando nos folículos pilosos, contribuindo para a desnutrição e ocasionando a perda de cabelo prematura.
- Facilita a passagem e a absorção aos folículos do cabelo, dos princípios ativos que contêm os produtos que se aplicam nos tratamentos capilares.

Instruções para a sua utilização

Aconselhamos a leitura atenta das indicações garantindo assim a sua máxima eficácia. O

DermaRoller 540 foi esterilizado na sua fabricação e para a primeira utilização. Deverá ter sido adquirido num saco fechado ou com selo intacto e na sua embalagem original, pelo que é imprescindível verificar o embalamento e não deverá ser utilizado se estiver danificado.

Passo a passo:

- Lave muito bem as suas mãos com água e sabão.
- Limpe a sua pele (couro cabeludo) em profundidade com um tónico de limpeza profunda
- Limpe o rolo do **DermaRoller 540** aplicando em spray um pouco de tónico adstringente que contenha álcool ou aplicando diretamente álcool em spray. Deixe secar durante uns minutos.
- Inicie o deslizamento do rolo pela zona a tratar em posição vertical durante 2 minutos, abrindo divisões no cabelo, da parte frontal até à posterior. Depois em posição horizontal volte a passar durante 2 minutos abrindo mais divisões no cabelo de lateral a lateral. Finalmente em posição X, primeiro na diagonal direita durante 2 minutos e depois em diagonal esquerda mais 2 minutos. Em total, a utilização do **DermaRoller 540** na zona ou pele a tratar não deverá exceder os 10 minutos.



- Aplique o produto de tratamento específico ao tipo de pele, segundo as indicações do profissional.
- Utilize o **DermaRoller 540** no máximo 3 vezes por semana.
- A pressão do **DermaRoller 540** sobre a pele depende da sensibilidade de cada utilizador e do efeito desejado. Pode-se aumentar pouco a pouco a pressão em cada sessão.
- É normal sentir um pouco de formigamento ou comichão durante a aplicação e nos minutos seguintes, mas esta sensação desaparece rapidamente.
- A vermelhidão da pele é normal, mas se persiste, se existe irritação ou inflamação de forma contínua, consulte um profissional.